

EdemaWear®

Une nouvelle approche pour la compression – sans latex

La compression est nécessaire pour la prise en charge de l'enflure, de l'œdème et du lymphœdème souvent associés aux plaies des membres inférieurs.

La compression longitudinale

EdemaWear® est une nouvelle approche qui offre une compression sous une série de stries longitudinales qui sont parallèles au membre. Contrairement à la compression circonférentielle conventionnelle, la compression longitudinale ne provoque pas un effet de garrot qui pourrait gêner la circulation sanguine et le drainage lymphatique du membre.

EdemaWear® fournit une pression optimale sous les stries parallèles tout en laissant libres les quatre cinquièmes de la surface de la peau. Ceci assure la circulation du sang artériel et le retour efficace du sang veineux et de la lymphe vers le système circulatoire. Fabriqué de nylon et de fibre Lycra® durables, EdemaWear® est facile à nettoyer et est réutilisable. Son profil bas et son tissu ajouré lui confèrent fraîcheur et confort. Les patients peuvent porter leurs chaussures durant le traitement.

Contrairement aux bandages et bas classiques, les patients et les soignants trouvent qu'EdemaWear® est facile à mettre et à enlever. EdemaWear® peut être le produit de premier choix pour la compression ou une alternative aux modalités de compression que les patients refusent d'utiliser.

Les indications:

- Œdème du a l'hypertension veineuse
- Œdème post-opératoire
- Lymphœdème
- Ulcères veineux de la jambe
- Déchirures de la peau
- Partout où une compression plus sûre, plus confortable et plus acceptable est requise

EdemaWear®: Compression élastique

Le dispositif de compression élastique tubulaire EdemaWear® offre une compression longitudinale. Celle-ci encourage le retour lymphatique et veineux pour la réduction de l'œdème. EdemaWear® est facile à enfiler et son tissu ajouré permet à l'air et à l'humidité de circuler pour plus de confort.

- Lavable, réutilisable et peut être coupé pour s'adapter à la bonne taille
- N'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel
- Frais et confortable
- Peut-être utilisé seul ou en combinaison avec des pansements
- Une alternative pratique aux bas et bandages de compression

LYCRA® est une marque déposée de la société LYCRA

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site web:
www.quartmedical.com